

# Hölzel Glas-Pipettenspüler

## Pipettenmenge pro Köcher und Spüler

Pipetten- Volumen ( Beispiele )	Pipetten- Außendurchmesser ( Beispiele )	MPS Pipetten/Korb pro Gerät	PSD Pipetten pro Korb ( pro Gerät )	EPS 2D Pipetten pro Korb ( pro Gerät )	EPS 2D/N Pipetten pro Korb ( pro Gerät )	EPS 3D Pipetten pro Korb ( pro Gerät )
0,1 ml ( Messpipette )	6,0 mm	200	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )
0,2 ml ( Messpipette )	6,0 mm	200	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )
0,5 ml ( Messpipette )	6,0 mm	200	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )	175 ( 1575 )
1,0 ml ( Messpipette )	6,4 mm	180	145 ( 1305 )	145 ( 1305 )	145 ( 1305 )	145 ( 1305 )
2,0 ml ( Messpipette )	6,8 mm	160	120 ( 1080 )	120 ( 1080 )	120 ( 1080 )	120 ( 1080 )
2,0 ml ( Vollpipette )	7,5 mm	150	100 ( 900 )	100 ( 900 )	100 ( 900 )	100 ( 900 )
3,0 ml ( Vollpipette )	9,0 mm	115	64 ( 576 )	64 ( 576 )	64 ( 576 )	64 ( 576 )
5,0 ml ( Messpipette )	8,0 mm	145	90 ( 810 )	90 ( 810 )	90 ( 810 )	90 ( 810 )
5,0 ml ( Vollpipette )	12,0 mm	70	36 ( 324 )	36 ( 324 )	36 ( 324 )	36 ( 324 )
10,0 ml ( Messpipette )	11,0 mm	75	49 ( 441 )	49 ( 441 )	49 ( 441 )	49 ( 441 )
10,0 ml ( Vollpipette )	14,0 mm	45	25 ( 225 )	25 ( 225 )	25 ( 225 )	25 ( 225 )
15,0 ml ( Vollpipette )	16,0 mm	35	25 ( 225 )	25 ( 225 )	25 ( 225 )	25 ( 225 )
20,0 ml ( Messpipette )	13,0 mm	55	36 ( 324 )	36 ( 324 )	36 ( 324 )	36 ( 324 )
20,0 ml ( Vollpipette )	19,0 mm	25	16 ( 144 )	16 ( 144 )	16 ( 144 )	16 ( 144 )
25,0 ml ( Messpipette )	13,0 mm	55	36 ( 324 )	36 ( 324 )	36 ( 324 )	36 ( 324 )
25,0 ml ( Vollpipette )	21,0 mm	20	9 ( 81 )	9 ( 81 )	9 ( 81 )	9 ( 81 )
50,0 ml ( Messpipette )	18,0 mm	25	16 ( 144 )	16 ( 144 )	16 ( 144 )	16 ( 144 )
50,0 ml ( Vollpipette )	28,0 mm	10	6 ( 54 )	6 ( 54 )	6 ( 54 )	6 ( 54 )
100,0 ml ( Messpipette )	25,0 mm	12	6 ( 54 )	6 ( 54 )	6 ( 54 )	6 ( 54 )

**1. Alle Pipettenvolumen können ohne Vorzugspositionierung mit der Spitze nach oben in den Korb bzw. in die Körbe gestellt werden**

**2. Die Anzahl der zum Einsatz kommenden Körbe in den Modellen PSD und EPS ist freibleibend.**

**3. Bei Bedarf kann jeder Korb mit einer Zahlenplakette nach Person , Labor oder Applikation markiert / identifiziert werden.**

**4. Das Gewicht eines Korbes bei voller Bestückung beträgt maximal 4 kg .**

**5. Jeder Korb wird stehend ohne Positionsvorgabe von oben in den Pipettenspüler gestellt.**